

Physio Relax



Physio Relax on kallistettava seisomateline selinseisontaan lapsille ja nuorille. Vakautta ja helppoutta käyttöön tuovat 2 kaasujoustusta. Laajan lisävarustevalikoiman ansiosta telineen saa varusteltua yksilöllisesti käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Laadukkaat telineet valmistetaan Saksassa.

Valittavana useita eri runko- ja verhoiluvärejä.

Vakiovarusteena Physio Relaxissa on 75 mm pyörät, yhtenäinen jalkalevy, sternum- vyö, lantiotuet, polvivyö sekä suora päätuki.

Lisävarusteet, mm.

- Erilliset jalkalevyt, polvikourut
- Lisäsäätöjä jalka- ja polvitukiin
- Pöytälevy
- Yläraajatuet
- Vartalotuet
- Muotoiltu päätuki

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Tekniset tiedot	Koko 0, 6990	Koko 1, 6991	Koko 2, 6992	Koko 3 , 6993
Käyttäjän pituus, cm	60 - 90	80 - 120	100 - 135	120 - 155
Kokonaisleveys, cm	66	66	66	66
Pöydän leveys, cm	63	63	63	78
Max. kuormitus, kg	50	50	70	90