




- Laaja valikoima lisävarusteita
- Suuret säätömahdollisuudet, kasvaa käyttäjän mukana
- Sopii yhtä hyvin sisä- ja ulkoalustoihin
- Käyttäjäystävällinen
- Törmäystestattu ja hyväksytty
- Säätöön ei tarvita työkaluja esim. jalkatuki, vartalotuki ja käsinoja
- Mahdollista valita vahvistettu selkäosa esim. käyttäjän korkean lihastonuksen takia



Istuimeen sopivat alustat:

Zitzi Delfi Pro 0
Zitzi Delfi Pro 1
Zitzi Delfi Pro 2
Zitzi Delfi Pro 3
Zitzi Delfi Pro 4

Guppy G2 1, Flipper G2 2, Flipper Flex G2, Pengy
Guppy G2 1, Flipper G2 2, Flipper Flex G2, Pengy
Guppy G2 1, Flipper G2 2, Flipper Flex G2, Pengy
Guppy G2 2, Flipper G2 3, Flipper Flex G2
Guppy G2 2, Seabass Pro 1, Flipper G2 3, Flipper Flex G2

Istuinjärjestelmät on suunniteltu erityisesti käyttäjille, joilla on istumisvaikeuksia.

Delfi Pro istuinta löytyy 5 eri kokoa ja se sopii noin 60-170 cm pituisille käyttäjille.

Oikein säädetyn istuimen, reilun lantiosyvennyksen, toimivan lantiovyön ja hyvän ristiselän tuen yhdistelmä luo edellytykset toiminnalliseen istuma-asentoon, helpottaa käyttäjän asennonhallintaa ja vähentää tuolista valumista.


Istuimen istuinsyvyys ja abduktio/adduktio ovat portaattomasti säädettävissä, mikä mahdollistaa optimaalisen yksilöllisen istuinsyvyyden.

Tuoli kasvaa käyttäjän mukana.

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.


TUOTETIEDOT

Koko	5 kpl
Abduktio	-9/+18°
Käyttäjäpituus	60-170 cm
käyttäjäpaino max.	90 kg
Kainalokorkeus	17-40 cm
Vartalonleveys	14-31 cm
Istuinleveys	24-38 cm
Istuinsyvyys	14-45 cm





Pöytä



Työntökahva



Sternum-liivi



H-liivi



Yhtenäinen jalkalauta



Erilliset jalkalaudat



Nilkkamansetit useita vaihtoehtoja




Pohjetuet



Jalkakaukalo




Lantio-/lonkantuki



Lantiotuet



Olkavarrentuki



Erilaiset päätuet

rehaco.