



Zitzi Flipper G2 on korkeussäädettävä sisäalusta erilaisille istuimille.

Alusta on kevyesti liikuteltava, kallistettava sekä korkeussäädettävä, jolloin sen voi laskea lattiatasoon asti. Korkeus ja kallistus säädetään kaasujousen avulla.

Sisäalustaan on saatavana lisävarusteena sähkötoimiset säädöt, joita suositellaan yli 34 kg painavalle käyttäjälle.

Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

TUOTETIEDOT

Koot	2, 3, 4XL
Käyttäjäpaino max. kg	50 (2), 75 (3), 130 (4XL)
Korkeudensäätö	Manuaalinen tai sähköinen
Kallistuskulman säätö	Manuaalinen tai sähköinen
Kallistuskulma, astetta	0-+30 tai -5-25
Pyörän koko mm	125
Kokonaisleveys cm	59/59/61
Kokonaispituus cm	65/77/87
Istuinkorkeus min cm	28/28/45
Istuinkorkeus max cm	64/64/71

Yhteensopivia istuimia:



Delfi Pro



Sharky Pro



Active



Anatomic SITS



Lyhyt työntökahva



Työntökahva



Työntökahvat korkea



Työntökahva, kulmasäätö



Yhtenäinen jalkalauta



Erilliset jalkalaudat



Jalkalaudan pehmuste



Pohjetuet



Jalkakaukalo




Kiinnityslevy istuimeen



Kiinnityslevy istuimeen



Kaatumaeste



Alustan levennys

rehaco.