

FLIPPER FLEX G2

reha**co.**



Flipper Flex G2 on sisä- ja ulkokäyttöön soveltuva alusta. Istuimen korkeus ja kallistus ovat säädettävissä kaasujousen avulla. Lisävarusteena saatavilla sähkötoimiset säädöt. Lisävarusteena mm. autokiinnityslen-kit, kaatumaesteet. Törmäystestattu max. 75 kg.

TUOTETIEDOT

Koot	1
Käyttäjäpaino max. kg	75
Korkeudensäätö	kaasujousi tai sähköinen
Kallistuskulman säätö	kaasujousi tai sähköinen
Kallistuskulma, astetta	0-+30 tai -5-25
Pyörän koko tuuma	16 (12)/7
Kokonaisleveys cm	64
Kokonaispituus cm	86 (16"lla)
Istuinkorkeus min cm	32
Istuinkorkeus max cm	68

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite



Istuinkorkeus 68 cm



Istuinkorkeus 32 cm



Tiltti 0



Tiltti 30

reha**co.**

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi



Lyhyt työntökahva



Työntökahva



Työntökahvat korkea



Työntökahva, kulmasäätö



Yhtenäinen jalkalauta



Erilliset jalkalaudat



Auton kiinnityslenkit



Pohjetuet



Jalkakaukalo



Kiinnityslevy istuimeen



Kiinnityslevy istuimeen



Alustan levennys



Kaatumaste



Polkaisurauta

rehaco.