



Guppy G2 on pieni, kevyt ja käytännöllinen kuljetus-
alusta. Se on suunniteltu eri istuinjärjestelmille.
Eri rengasvalinnoilla ja varusteilla se mukautuu
moneen käyttötarpeeseen.

Guppy G2 alustassa on istuimen kallistus, selkäputkien
sekä työntökaaren kulmansäätö ja rumpujarrut.
Lisävarusteena saatavat käsinojat sekä jalkalaudat ovat
korkeus-/kulmasäädettävät.

Guppy G2 kuljetusalusta on törmäystestattu.

Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

Guppy G2 16" renkaat tukip. 7"	Koko 1	Koko 2	Koko 3
Istuinkorkeus	46	46	46
Tiltti astetta	0-31/-6-29	0-31/-6-29	0-31/-6-29
Kokonaisleveys	57	57	66
Kokonaispituus	70-80	70-80	79-91
Käyttäjän paino max kg	75	75	110
Alustan paino kg	15	15	17

Guppy G2 20"/22"/24" renkaat, tukip. 7"	Koko 1	Koko 2	koko 3
Istuinkorkeus	46/48/50	46/48/50	46/48/50
Tiltti astetta	0-31/-6-29	0-31/-6-29	0-31/-6-29
Kokonaisleveys	57	57	67
Kokonaispituus	75-85	75-85	90-101
Käyttäjän paino max kg	75	75	110
Alustan paino kg	15	15	17

Yhteensopivia istuimia:



Delfi Pro



Sharky Pro



Active



Anatomic SITS



Käsituet




käyttäjäjarru



Autonkuljetuskiinnikkeet



Kurakaari 20"/22"/24"



Yhtenäinen jalkalauta



Erilliset jalkalaudat



Polkaisurauta



Pohjetuet



Jalkakaukalo



Kiinnityslevy istuimeen



Kiinnityslevy istuimeen



Tupla kaatumaeste

Kysy lisää Guppy G2 kuljetusalustasta ja lisävarusteita alueesi Rehaco:n myyntiedustajalta

rehaco.



HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi