


OMINAISUUDET



RAZ AT on nuorille ja aikuisille suunniteltu kallistettava (40°) wc- ja suihkutuoli.

Istuinsyvyys on helposti säädettävissä välillä 40 -48 cm (+/-3 cm). Istuinkoko voidaan valita yksilöllisesti. Istuimen aukon paikan voi valita eteen, sivulle tai taakse.

RAZ-AT on saatavana myös selkäosan kallistuksella. Kallistuskulma portaattomasti 30°.

Käyttäjän maksimipaino on 185 kg.

Runko on kiillotettua ruostumatonta terästä, mikä helpottaa tuolin puhdistamista.

Yksilöllisiin tarpeisiin on saatavilla erilaisia lisävarusteita mm. ylösnousevat jalkatuet, vartalotuet, haarakiila.

TUOTETIEDOT	RAZ-AT
Rungon leveys	46 cm
Kokonaisleveys	57 cm
Istuinleveys (alusastialla)	46 cm
Selkäosan leveys	46 cm
Istuinsyvyys	40 tai 48 cm
Käsinojen korkeus istuimesta	19-27 cm
Istuinkorkeus	54-64 cm
Istuinkulman kallistus	40°
Tuolin kokonaispaino	28 kg
Käyttäjän maksimipaino	185 kg
Pyörien halkaisija	5"

Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

rehaco



REHAB SHOWER
COMMODE CHAIRS

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi



Säädettävät kantaremmit



Leveä pohjetuki



Pohjevyö



Lantiovyö



Rintavyö



Alusastia



Kulmasäädettävät
jalkatuet



Ylös kääntyvä
yhtenäinen jalkalauta



Lantiotuet



Reisien adduktio ohjurit



Muotoiltu pitkä käsinoja



Muotoiltu leveä päätuki



Jalkalautojen
neoprenpehmusteet



Symphony selkäosa



Viskoelastinen istuinosa



Sivulle kääntyvät
vartaloguet

rehaco.

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2
Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi