

OMINAISUUDET



RAZ AT600 on aikuisille suunniteltu kallistettava (25°) wc- ja suihkutuoli, jossa käyttäjän maksimipaino on 275kg.

Suihkutuolia löytyy viisi eri runkoleveyttä, joka määräytyy istuimen leveyden mukaan.

Perusistuimien leveydet ovat 58 cm ja 66 cm. Tilauksesta saa myös suurempia.

Istuimia on saatavana syvyydeltään 40 -61 cm. Istuinsyvyyttä voidaan helposti säätää +/-5 cm.

Runko on kiillotettua ruostumatonta terästä, mikä helpottaa tuolin puhdistamista.

Yksilöllisiin tarpeisiin on saatavissa runsas määrä erilaisia lisävarusteita.

TUOTETIEDOT	RAZ-AT600
Rungon leveys	56 cm
Kokonaisleveys norm. käsinojilla	rungon leveys +11 cm
Vakioistuimen leveys (alusastialla)	58 cm. Saatavana yksilöllisesti tilattuna 76 cm asti
Vakioistuimen syvyys	46 cm, jossa säätö +/-5 cm. Saatavana yksilöllisesti tilattuna 61 cm asti.
Käsinojen korkeus istuimesta	24 cm
Istuinkorkeus	55 tai 58 cm
Istuinkulman kallistus	25°
Tuolin kokonaispaino	38 kg
Käyttäjän maksimipaino	275 kg
Pyörien halkaisija	5" tai 6"

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.



REHAB SHOWER
COMMODE CHAIRS

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi



Säädettävät kantaremmit



Leveä pohjetuki



Pohjevyö



Lantiovyö



Rintavyö



Alusastia



Kulmasäädettävät
jalkatuet



Ylös kääntyvä
yhtenäinen jalkalauta




Lantiotuet



Reisien addukzio ohjurit



Muotoiltu pitkä käsinoja



Muotoiltu leveä päätuki




Jalkalautojen
neoprenpehmusteet



Symphony selkäosa



Viskoelastinen istuinosa



Sivulle kääntyvät
vartaloguet



REHAB SHOWER
COMMODE CHAIRS

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi