

RAZ -AP

WC-JA SUIHKUTUOLIT

rehaco.



REHAB SHOWER
COMMODE CHAIRS

www.rehaco.fi

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi

OMINAISUUDET



RAZ AP on neljällä lukittavalla pyörällä varustettu wc- ja suihkutuoli.

Vakiovarusteisiin kuuluvat istuimen korkeus- ja syvyyssäätö, selkänöjan kulmansäätö, säädettävä selkänöjakangas, ylöskääntyvät käsinojat ja irrotettavat jalkatuet.

Runko on kiillotettua ruostumatonta terästä, mikä helpottaa tuolin puhdistamista.

Käyttäjän maksimipaino on 185 kg.

Yksilöllisiin tarpeisiin on saatavissa runsas määrä erilaisia lisävarusteita.

TUOTETIEDOT	RAZ-AP
Käyttäjän maksimipaino	185 kg
Runkoleveys	46 cm
Kokonaisleveys	57 cm
Kokonaispituus	86 cm
Istuinleveys	46 cm
Istuintyydyn syvyys	40 tai 48 cm
käsinojan korkeus istuimesta	17-24 cm
Vapaakorkeus istuimen alla (ilman kiinnikkeitä)	39-50 cm (41-51 cm)
Istuintasosta-lattiaan korkeus	51-61 cm
Paino	17.25 kg
Runkomateriaali	Ruostumaton teräs

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.



REHAB SHOWER
COMMODE CHAIRS

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi



Säädettävät kantaremmit



Leveä pohjetuki



Pohjevyö



Lantiovyö



Rintavyö



Alusastia



Kulmasäädettävät
jalkatuet



Ylös kääntyvä
yhtenäinen jalkalauta



Lantiotuet



Reisien addukzio ohjurit



Muotoiltu pitkä käsinoja



Muotoiltu leveä päätuki




Jalkalautojen
neoprenpehmusteet



Symphony selkäosa



Viskoelastinen istuinosa



Sivulle kääntyvät
vartaloguet



**REHAB SHOWER
COMMODE CHAIRS**

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi