

OMINAISUUDET



RAZ CAT on lapsille, nuorille ja alle 170 cm pitkille aikuisille suunniteltu kallistettava (40°) wc-ja suihkutuoli.

Istuinsyvyys on helposti säädettävissä välillä 28 -40 cm.

Käyttäjän maksimipaino on 136 kg.

Runko on kiillotettua ruostumatonta terästä, mikä helpottaa tuolin puhdistamista.

Yksilöllisiin tarpeisiin on saatavissa runsas määrä erilaisia lisävarusteita.

TUOTETIEDOT	RAZ-CAT
Rungon leveys	46 cm
Kokonaisleveys	55 tai 58 cm
Istuinleveys (alusastialla)	46 cm
Selkäosan leveys	35, 40 tai 46 cm
Istuinsyvyys (säädettävä)	28-40 cm
Käsinojen korkeus istuimesta	14-23 cm
Istuinkorkeus	55-65 cm
Istuinkulman kallistus	40°
Tuolin kokonaispaino	25 kg
Käyttäjän maksimipaino	136 kg
Pyörien halkaisija	5"

Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.



REHAB SHOWER
COMMODE CHAIRS

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi



Säädettävät kantaremmit



Leveä pohjetuki



Pohjevyö



Lantiovyö



Rintavyö



Alusastia



Kulmasäädettävät
jalkatuet



Ylös kääntyvä
yhtenäinen jalkalauta



Lantiotuet



Reisien addukzio ohjurit



Muotoiltu pitkä käsinoja



Muotoiltu leveä päätuki



Jalkalautojen
neoprenpehmusteet



Symphony selkäosa



Viskoelastinen istuinosa



Sivulle kääntyvät
vartaloguet



REHAB SHOWER
COMMODE CHAIRS

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi