

OMINAISUUDET

Säädettävä selkänojan kireys

Istuinsyvyyden säätö

Runko ruostumattomasta teräksestä, 10 cm korkeussäädöllä

Lukittavat pyörät

Saatavana myös:
• Pitkä runko
• Matala runko

RAZ SP on kelattava wc- ja suihkutuoli 22" tai 24" kelauspyörillä.

Vakiovarusteisiin kuuluvat istuimen korkeus- ja syvyyssäätö, selkänojan kulmansäätö, säädettävä selkänojakangas, ylöskääntyvät käsinojat ja irrotettavat jalkatuet.

Runko on kiillotettua ruostumatonta terästä, mikä helpottaa tuolin puhdistamista.

Käyttäjän maksimipaino on 185 kg.

Yksilöllisiin tarpeisiin on saatavissa runsas määrä erilaisia lisävarusteita.

TUOTETIEDOT

RAZ-SP

Runkoleveys	46 cm
Kokonaisleveys	67 cm
Istuinleveys(alusastialla)	46 cm
Istuintyynyn syvyys	40,5 tai 48 cm (+/-3cm)
Käsinojen korkeus istuimesta	18-25 cm
Istuinkorkeus	51-61cm
Tuolin kokonaispaino	21,3 kg
Käyttäjän maksimipaino	185 kg
Pyörien halkaisija	22" tai 24" kelauspyörät 5" tukipyörät

Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.



REHAB SHOWER
COMMODE CHAIRS

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi



Säädettävät kantaremmit



Leveä pohjetuki



Pohjevyö



Lantiovyö



Rintavyö



Alusastia



Kulmasäädettävät
jalkatuet



Ylös kääntyvä
yhtenäinen jalkalauta



Lantiotuet



Reisien addukzio ohjurit



Muotoiltu pitkä käsinoja



Muotoiltu leveä päätuki



Jalkalautojen
neoprenpehmusteet



Symphony selkäosa



Viskoelastinen istuinosa



Sivulle kääntyvät
vartaloguet



REHAB SHOWER
COMMODE CHAIRS

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi