

OMINAISUUDET



Saatavana myös:

- Leveä runko 91cm saakka
- Yksilöllisillä mitoilla
- Yksilöllisillä istuinosilla

RAZ SP600 on kelattava wc- ja suihku-
tuoli 22” tai 24” kelauspyörillä.

Vakiovarusteisiin kuuluvat istuimen
korkeus- ja syvyyssäätö, selkänöjan
kulmansäätö, säädettävä
selkänöjakangas, ylöskääntyvät käsinojat
ja irrotettavat jalkatuet.

Runko on kiillotettua ruostumatonta
terästä, mikä helpottaa tuolin
puhdistamista.

Käyttäjän maksimipaino on 275 kg.

Yksilöllisiin tarpeisiin on saatavissa
runsas määrä erilaisia lisävarusteita.

TUOTETIEDOT	RAZ-SP600
Runkoleveys	56 cm
Kokonaisleveys	76 cm
Istuinleveys	56-57 cm
Istuintyynyn syvyys	46 cm (myös yksilöllisillä mitoilla)
Käsinojen korkeus istuimesta	24 cm
Istuinkorkeus	51-61cm
Tuolin kokonaispaino	31 kg
Käyttäjän maksimipaino	275 kg
Pyörien halkaisija	22” tai 24” kelauspyörät 5” tai 6” tukipyörät

Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.



Säädettävät kantaremmit



Leveä pohjetuki



Pohjeyö



Lantiovyö



Rintavyö



Alusastia



Kulmasäädettävät
jalkatuet



Ylös kääntyvä
yhtenäinen jalkalauta




Lantiotuet



Reisien adduktio ohjurit



Muotoiltu pitkä käsinoja



Muotoiltu leveä päätuki




Jalkalautojen
neoprenpehmusteet



Symphony selkäosa



Viskoelastinen istuinosa



Sivulle kääntyvät
vartaloguet



REHAB SHOWER
COMMODE CHAIRS

rehaco.

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi