




Zitzi Sharky Pro on nuorille ja aikuisille soveltuva joustoselällä varustettu istuinjärjestelmä, joka mahdollistaa vartalon tuennan myös vaativille epäsymmetrisille asennoille. Monipuolisen säädettävyytensä ansiosta Sharky Pro on käytännöllinen ratkaisu kasvavalle nuorelle sekä aikuiselle tuennan tarpeen muuttuessa.

Istuin on kiinnitettävissä erilaisiin sisä- ja ulkoalustoihin. Oikein säädetyn istuimen, reilun lantiosyvennyksen, toimivan lantiovyön ja hyvän ristiselän tuen yhdistelmä luo edellytykset toiminnalliseen istuma-asentoon, helpottaa käyttäjän asennonhallintaa ja vähentää tuolista valumista.

Istuimen istuinsyvyys ja abduktio/adduktio ovat portaattomasti säädettävissä, mikä mahdollistaa optimaalisen yksilöllisen istuinsyvyyden. Tuoli kasvaa käyttäjän mukana. Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

TUOTETIEDOT

Koko	1	2
Istuinleveys cm	36, 39, 42	43, 46, 49
Istuinsyvyys cm sääd. erikseen oik. ja vas.	37-47	45-55
Abduktio	-9/+18°	-9/+18°
Käyttäjäpituus n. cm	150-180	170-195
käyttäjäpaino max.	130 kg	130 kg
Törmäystestattu	75 kg asti	
Selkäosa (lonkkien) kulma	-10 - +30 ast.	



Istuimeen sopivat alustat:

Sharky Pro 1 Flipper G2 koko 4 / Zitzi Seabass G2 koko 2
Sharky Pro 2 Flipper G2 koko 4 / Zitzi Seabass G2 koko 3

