



Zitzi Active on uusi istuin erityisesti muotoillulla selkä- ja istuinosalla, jotka mahdollistavat käyttäjälle ainutlaatuisen istuma-asennon. Zitzi Active on suunniteltu lapsille ja nuorille, joilla on tarve turvalliseen ja ryhdikkääseen istuma-asentoon askareiden tai esimerkiksi koulutehtävien aikana.

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Zitzi Active istuimessa on sisäänrakennettu haarakoroke, joka ohjaa lantiota niin, ettei se pääse kallistumaan taakse.

Tämä estää myös käyttäjän valumista eteenpäin.

Eteen kallistettu istuin mahdollistaa käyttäjälle paremman tasapainon sekä asennon hallinnan.

Zitzi Active on helposti säädettävissä aktiivisesta asennosta lepoasentoon. Eteen kallistetussa istuimessa käyttäjä istuu ratsas-tusasennossa, mikä helpottaa ylävartalon ojennusta ja ehkäisee asennon romahtamista. Jos kallistaa selkäosaa taaksepäin, saat luotua lepoasennon ilman, että käyttäjä otetaan pois istuimesta Zitzi Active istuimessa on sisäänrakennettu liike ja dynaaminen-jousto.

Tämä helpottaa sellaisten käyttäjien istumista, joilla on lihasheikkoutta tai spastisuutta.

Zitzi Active mahdollistaa lapsille ja nuorille paremman istuma-asennon silloin kuin tavallinen työtuoli ei riitä.

- Saatavana 5 kokoa (istuinsyvydet 25, 30, 35, 40 ja 45 cm)

- Säädettävä selkäosa (5 kokoa: vartalon lev/selän kork.

22/32, 25/36, 29/41, 33/46, 37/52

- Sopii lapsille ja nuorille noin 100 – 160 cm

- Käyttäjän max paino 75 kg

- Paljon lisävarusteita mm. polvistopparit, jalkatuki, otetanko, päätuki, käsinojat, erilaisia voitia ja tukia.

- Käytetään yhdessä Flipper G2-alustan kanssa

