

RAZ-ZUM AP/SP

WC- JA SUIHKUTUOLI

rehaco.



RAZ Züm-AP/SP on korkealaatuisten terveydenhuolto standardien mukaisesti suunniteltu kokoontaittuva WC- ja suihku-tuoli. 2 mallia: AP pienipyöräinen sekä SP kelattava malli.

Ainutlaatuisen ristikkorakenteen ja lukituksen ansiosta Züm on tukeva tuoli kookkaammallekin käyttäjälle.

Ristikkorakenteen sijainti mahdollistaa Züm-AP/SP tuolin sijoittamisen helposti kaikkien WC-istuinten päälle.

Züm mahdollistaa niin omatoimisen kuin avustetunkin henkilökohtaisen hygienian päivittäisen hoidon kotona, osastoilla, hoivakodeissa ja tarvittaessa matkoilla kokoontaitettavuuden ansiosta.

TUOTETIEDOT	Züm AP	Züm SP
Painoraja	160 kg	
Istuinleveys	46 cm	
Leveys käyttöasennossa	59 cm	64 cm
Kokonaispituus	86 cm	102/104 cm
Leveys kokoontaitettuna	28 cm	33 cm
Leveys kokoontaitettuna ilman selkänojaa	19 cm	19 cm
vapaan tilan korkeus istuimen alla	44 / 45 cm	
Käsinojen korkeus	20 cm	
Istuvaihtoehdot	17 erilaista	
Kelauspyörät	-	22" tai 24"
Istuinsyvyyden säätö	5 cm	
Paino	20 kg	26 kg
Runkomateriaali	Alumiini ja teräs	

Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.



rehaco.

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi