



Zitzi Seabass Pro kuljetusalusta

Seabass Pro on erityisesti ulkokäyttöön soveltuva kuljetusalusta.

Alusta on painopisteen muunneltavuuden ansiosta toimiva ratkaisu erilaisten istuinjärjestelmien alustaksi soveltuen mainiosti myös suurille istuimille.

Eri rengasvalinnoilla ja varusteilla se mukautuu moneen käyttötarpeeseen.

Seabass Prossa on istuimen kallistus, selkäputkien ja työntökaaren kulmansäätö sekä istuinsyvyyden säätö.

Törmäystestattu.

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

	Koko 1 12"/16"	Koko 2 12"/16"	Koko 3 12"/16"
Kallistus ast.	0-35	0-35	0-35
Istuinkorkeus cm	41 tai 46	41 tai 46	46
Paino kg	20	21	22
Kokonaisleveys etu cm	60	65	70
Kokoaisleveys takana cm	55	60	65
Sisämitta istuimelle	35	40	45
Kokonaispituus	70-77	70-77	70-77
Max. kuormitus kg	135	135	135
	Koko 1 20"/22"/24"	Koko 2 20"/22"/24"	Koko 3 20"/22"/24"
Kallistus ast.	0-35	0-35	0-35
Istuinkorkeus	46	46	46
Paino kg	20	21	22
Kokonaisleveys etu	60	65	70
Kokoaisleveys takana	62	67	72
Sisämitta istuimelle	35	40	45
Kokonaispituus	72-86	72-86	72-86
Max. kuormitus kg	135	135	135