

rehaCO.



RAZ Zwim

Suihkutuoli Allaskäyttöön

Zwim kelattava suihkutuli soveltuu materiaaliensa ansiosta allaskäyttöön. Suihkutuililla pääsee turvallisesti siirtymään uima-altaaseen ja sieltä pois: rampin kautta tai hissillä. Muotoiltu istuin on vakaa sekä miellyttävä istua ja istuma-asentoa tukee napakka vinyylinen selkätuki.



Weight Capacity

ZWIM ALLASSUIHKUTUOLIN TIEDOT



Tuote on CE-merkitty lääkkinnällinen laite.

TEKNISET TIEDOT	Zwim ALLASSUIHKUTUOLI
Painoraja	330 lbs (150 kg)
Istuinleveys	19.5" (50 cm)
Istuinsyvyys (selkäosasta istuimen etureunaan)	17" (43 cm)
Selkäosan leveys	18.5" (47 cm)
Selkäosan korkeus (istuimen pinnalta selkäosan yläreunaan)	17" (43 cm)
Käsinojan korkeus istuimesta	9" (23 cm)
Korkeus lattiasta istuimelle (2.5 cm [1"]säädöllä)	19" - 23" (48 - 58 cm)
Kokonaisleveys	26.5" (67 cm)
Paino	39.5 lbs (18 kg)
Rungon materiaali	Alumiini

rehaco.

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2
Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi