

Berollka Trike

NOKKAPYÖRÄ

rehaco.



Berollka Trike nokkapyörä helpottaa pyörätuolin käyttöä haastavissa olosuhteissa ja vaikeissa maastoissa.

Trike auttaa kynnysten ylittämässä.

Nokkapyörä on helppo asentaa ja irrottaa pikalukitusmekanismin ansiosta.

Trike soveltuu käytettäväksi lähes kaikissa pyörätuolimalleissa.

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite



rehaco.

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi