

EasyStand StrapStand

SEISOMATELINE

rehaco.

EasyStand StrapStand seisomateline nostaa käyttäjän suoraan pyörätuolista, sängystä tai muusta istuma-asennosta seisoma-asentoon.

EasyStand StrapStandin monet edut:

- Ei siirtymistä
- Päästään täysin pystyasentoon, yli keskipisteen ojennus mahdollista seistessä
- Monelle käyttäjälle tuttu nousumekanismi seisomanoja-henkilönostimesta
- Kääntyvät jalakset sopivat leveisiin pyörätuoleihin
- EasyStand StrapStandin ja muiden hihnatyypisten seisomatelineiden ero on nostosuunnassa. Nostovarret nostavat käyttäjän ensin varovasti pystysuoraan ja vetävät sitten vähitellen keskipisteen yli sen sijaan, että ensi kosketus olisi polvityynyyn siitä nosto istumasta seisomaan. Tämä vähentää huomattavasti polviin kohdistuvaa painetta.



Käyttäjäpaino <159 kg
Käyttäjän pituus 152 -195 cm
Plvitukien syvyysääto 15-23 cm
Paino 57 kg
Alustan koko 71x86 cm

EasyStand

HALLINTO JA VARASTO

Rehaco Oy
2447737-2

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi