

ZING PRONE

SEISOMATELINE

rehaco.

Zing Prone -seisomatelineessä seisoma-asennon tuenta on vatsapuolella.

Zing Prone -seisomatelineen kallistuskulman säätö 0-90 astetta.

Käyttäjän lonkkanivelten asento on säädettävissä portaattomasti aina 30 asteen abduktioon molemmin puolin.

Laajan lisävarustevalikoiman ansiosta Zing Prone on helposti muokattavissa yksilölliseksi lapsen tarpeiden mukaisesti.

Zing Prone seisomatelineitä on kaksi kokoa.



Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

TUOTETIEDOT	ZING PRONE 1	ZING PRONE 2
Käyttäjän pituus noin cm	112 asti	102-152
Lantiotuki (lonkka -jalkalevy cm	18-56	max 86
Abduktio/puoli, astetta	30	30
Kallistus päinseisontaan, astetta	0-90	0-90
Polvityynyn etäisyys max cm	13	18
Alustan koko cm	51x71	68x101
Perusyksikön paino kg	25	37
Max. käyttäjäpaino kg	32	70

EasyStandli

Zing

HALLINTO JA VARASTO

Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2

Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi