

Veloce



Veloce on hiilikuidusta valmistettu tyylikkäästi muotoiltu ristikkorunkoinen pyörätuoli aktiivisille käyttäjille. Valmistuksessa käytetyn hiilikuidun rakenne sekä runkoristikon ainutlaatuinen symmetrinen muotoilu tekevät tuolista kevyen, mutta samalla erittäin kestävän ja vakaan.

Velocen kokonaispaino on alimmillaan 8,0 kg ja sen rungon paino vain 5,1 kg.

Veloceen on saatavissa paljon erilaisia lisävarusteita käyttäjän tarpeen mukaan. Lisävarusteiden suunnittelussa on ollut tavoitteena komponenttien keveys.

Polvikulma valittavissa 70, 80 tai 90 astetta, selän kulma 0 tai 8 astetta.

Laaja valikoima lisävarusteita, mm.

- Vaatesuojat ja käsinojat
- Selkäosan kulmansäätö 85-110 astetta
- Erilaisia kelausvanteita
- Kaatumaesteet
- Ylämäkijarrut, saksijarrut



Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

Tekniset tiedot	
Istuinleveydet, cm	35,6 (14") - 48,3 (19") lisähinnasta 50,8 (20")
Istuinsyvyyydet, cm	35,6 (14") - 48,3 (19"), lisähinnasta 50,8 (20")
Selkäosan korkeus, cm	22 (9") - 53,3 (21") (1,2cm välein 7,5 cm säätövaralla)
Etukorkeus, cm	40,6 - 50,8
Camberkulma, ast.	0, 3, 6
Kelauspyörät,	22", 24", 25", 26"
Tukipyörät	4", 5"
Paino, alkaen kg	8,0 kg, 5,1 kg ilman kelauspyöriä
Runkomateriaali	T700 hiilikuitu (High-Modulus Carbon Fiber)
Max. kuormitus	120 kg