



Zing MPS 1 ja 2

EasyStand Zing MPS on lapsille tarkoitettu seisomateline, jossa on ainutlaatuisia käyttöominaisuuksia.

Seisoma-asennon voi vaihtaa selinseisonnasta päinseisontaan yhdellä liikkeellä lapsen ollessa telineessä, ilman osien säätämistä. Tämä onnistuu kallistusmekanismin laajan liikeradan ansiosta.

Käyttäjän lonkkanivelten asento on säädettävissä portaattomasti aina 30 asteen abduktioon molemmin puolin.

Zing MPS koko 1:n kallistus tapahtuu kaasujousen avustuksella.

Uutuutena on saatavana Zing MPS koko 2, jossa kallistustoiminnon voi valita joko kaasujousella tai sähköisellä.

Zing MPS TT (tilt table) versio on muuten kuten Zing MPS, mutta siinä on laajemmat tuet ja tyynyt (selkä, lantio ja pohje) helpottamaan käyttäjän laittamista telineeseen selinmakuulla.

Laajan lisävarustevalikoiman ansiosta Zing MPS on helposti muokattavissa yksilölliseksi lapsen tarpeiden mukaisesti.



Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

Tekniset tiedot	Zing MPS 1	Zing MPS 2
Käyttäjän pituus noin, cm	112 asti	102-152
Lantiotuki (lonkka) -jalkalevy, cm	18-56	Max 86
Abduktio/puoli, astetta	30	30
Kallistus selinmakuulle, astetta	0-90	0-90
Kallistus päinseisontaan, astetta	0-20	0-20
Polvityynyn etäisyys max, cm	13	18
Runko, cm	51x71	68x101
Perusyksikön paino, kg	25	37
Max. kuormitus, kg	32	70