



Zing Portable

Easy Stand Zing Portable on kevyt, kokoontaitettava ja kannettava seisomataline, joka on suunniteltu pienille seisomatalineen ensikäyttäjille. Zing Portable on uuden sukupolven seisomataline, joka mahdollistaa lapsen seisomaharjoitukset monessa toimintaympäristössä.

Seisoma-asennon voi valita selin seisontaan tai päin seisontaan pöytälevyn mallia vaihtamalla. Kallistuskulman säätö tapahtuu kaasujousen avulla.

Käyttäjän lonkkanivelten asento on säädettävissä 0-15 asteen abduktioon molemmin puolin. Lapsen seisoma-asennon säätöjä voi säätää lapsen ollessa seisomatalineessa.

Zing Portable -seisomatalineen monipuolisissa portaattomissa säädöissä ei tarvita työkaluja.

Kokoontaittomekanismi on helppo ja nopea käyttää.

Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

Tekniset tiedot	Zing Portable
Käyttäjän pituus noin, cm	< 90
Käyttäjän ikä kk	n.7-13
Lantiotuki (lonkka) -jalkalevy, cm	22-44
Polvituki-lantiotuki cm	11-34
Abduktio/puoli, astetta	0-15
Kallistuskulma astetta	30-90
Päätuki, rintatuki cm	9x20
Kuljetuskorkeus cm	66
Paino sis.tarjotin ja päätuki kg	8,9
Perusyksikönpaino kg	6,4
Max. kuormitus, kg	16,3