

SPECIAL COMPACT HT ALLROAD

Tekniset tiedot

• Moottori	HT High Torque
• Vääntömomentti	75 Nm
• Ajopyörän rengas	14"x3"
• Lithium-ion akku	48V 10,5 504Wh
• Ajomatka ²	->50 km
• Vanne ja rengas	12"x3.00-8
• Energiansäästötila	Eco Drive
• Kaksoiskäyttöprofiili vakiona	Normal / Sport
• Etuvalon käyttö näytöltä	

ALLROAD VERSION

Maksimikuorma 160kg

- Hiilikuitulokasuoja vakionarusteena

Ominaisuudet

- Runko ruostumatonta terästä
- Ohjelmoitava elektroniikka Triride
- Peruutus
- Vakionopeudensäädin
- Alumiinivanne
- Levyjarru + regeneratiivinen jarrutus
- LCD näyttö 5 tehoa valittavissa
- TÜV ja CE certificaatti

**Saatavana yksilöllisellä konfiguraatiolla
tetraplegia käyttäjille**

Medical Devices registered of the Health Ministry
TUV Certification No. 15-PEL-0010022-TIC

¹ Paino ilman akkua ja pyörätuolin asennusvarsia

² Ajomatka 48 V 10,5 akuilla tasamaallakeskinopeus 6km/h (taso 1), käyttäjän paino 70kg. Akun keston vaikuttavat mm. maasto, lämpötila, ajnopeus ja -tapa, tien kunto pyörätuolin kunto ja renkaat, käyttäjän paino jne

³USB oprtti esim puhelimen tai tabletin lataukseen

Triride srl reserves the right to modify the models with updates and innovations and therefore the images may differ from the final product sold.

TRIRIDE srl - via Massimo D'Antona, 8 – 63812 Montegranaro (FM) - Italy
Tel: +39 0733 801405 - Mob: +39 327 6266267 - Mail: info@trirideitalia.it

WWW.TRIRIDEITALIA.COM



Rehaco Oy



14" 3.00-8



48 V 10,5



75 Nm



11 kg⁽¹⁾



up to 50 km⁽²⁾

Laaja valikoima lisävarusteita ja toimintoja, kysy
lisää Rehacon edustajalta

MORE INFORMATION IS AVAILABLE ON
OUR WEBSITE WWW.TRIRIDEITALIA.COM



CE merkitty lääkinnällinen laite