

Taulukko 1 - Yleiset mitat, HD Balance	Istuinleveys 38		Istuinleveys 42		Istuinleveys 46		Istuinleveys 50	
Mitat [mm] ellei toisin mainita	16"	24"	16"	24"	16"	24"	16"	24"
Suurin käyttäjän paino [kg]	135		135		135		135	
Istuimen leveys	380		420		460		500	
Istuimen syvyys vakio runko, tyynyn kanssa	430-520		430-520		430-520		430-520	
Istuimen syvyys vakio runko, ilman tyynyä	380-470		380-470		380-470		380-470	
Istuimen syvyys pidennetty runko, tyynyn kanssa	480-570		480-570		480-570		480-570	
Istuimen syvyys pidennetty runko, ilman tyynyä	430-520		430-520		430-520		430-520	
Etäisyys selkä - polvinivel, vakio runko	560		560		560		560	
Etäisyys selkä - polvinivel, pidennetty runko	610		610		610		610	
Istuinkorkeus ilman tyynyä	450		450		450		450	
Istuinkorkeus alkuperäisellä tyynyllä, takaosa	510		510		510		510	
Istuinkorkeus alkuperäisellä tyynyllä, etuosa	540		540		540		540	
Istuinkorkeus ilman tyynyä, korotettu korkeus	500		500		500		500	
Istuinkorkeus ilman tyynyä, vähennetty korkeus	420		420		420		420	
Istuinkorkeus ilman tyynyä, 20" / 5" pyörät	ei saatavilla	410	ei saatavilla	410	ei saatavilla	410	ei saatavilla	410
Selkänöjan korkeus vakio, istuinlevy - selkäkehysten yläreuna	550-600		550-600		550-600		550-600	
Selkänöjan korkeus +10 cm istuinlevy - selkäkehysten yläreuna	650-700		650-700		650-700		650-700	
Selkänöjan leveys	380		420		460		500	
Käsinojan korkeus vakio, istuinlevystä	255-345		255-345		255-345		255-345	
Käsinojan korkeus matala, istuinlevystä	195-255		195-255		195-255		195-255	
Käsinojan syvyys, selkäkehysten viitepisteestä	340-430		340-430		340-430		340-430	
Käsinojan pituus	370		370		370		370	
Käsinojan leveys	70		70		70		70	
Jalkatuen polvikulma[°]	90-180		90-180		90-180		90-180	
Säärimitta (istuinlevy - jalkalevy)	230-430		230-430		230-430		230-430	
Jalkalaudan kulma (istuinlevy - jalkalevy) [°]	90-110		90-110		90-110		90-110	
Jalkatuen syvyys	210		210		210		210	
Jalkatuen takareuna - polvinivel (keskikohta) [°]	70-110		70-110		70-110		70-110	
Pohjetuen korkeus	210		210		210		210	
Pohjetuen syvyys, polvinivelen keskikohtaan	60-90		60-90		60-90		60-90	
Työntöaisan korkeus, vakio (3 asentoa)	1050-1200		1050-1200		1050-1200		1050-1200	
Kokonaisleveys *Katso myös taulukot 2, 3, 4	620	630	660	670	700	710	740	750
Kokonaispituus jalkatukien kanssa	980		980		980		980	
Kokonaispituus ilman jalkatukia	760		760		760		760	
Korkeus selkänöjan ollessa 90° asennossa	1050		1050		1050		1050	
Korkeus ilman pehmusteita, selkäosa alas taitettuna	750		750		750		750	
Kokonaispaino [kg] sisältäen alkuperäiset pehmusteet	29,8	29,9	30,1	30,2	30,4	30,5	30,7	30,8
Kääntymistila	1340		1340		1340		1340	
Istuin kallistuskulma [°] (-5° mahdollinen)	0 - 20		0 - 20		0 - 20		0 - 20	
Istuin kallistuskulma, laajennettu alue [°] (-5° mahdollinen)	0 - 30		0 - 30		0 - 30		0 - 30	
Selkäkulma [°]	90-120		90-120		90-120		90-120	
Kuljetusmitat (Taitettuna, ilman; pyöriä, kaatumaesteitä, jalkatukia, käsinoja, istuin- ja selkätyyny)								
Levey	630		670		710		750	
Pituus	750		750		750		750	
Korkeus	720		720		720		720	
Paino [kg]	16,5		16,7		16,9		17,1	

Taulukko 2 - Kokonaisleveys HD Balance 24	Istuinleveys 38	Istuinleveys 42	Istuinleveys 46	Istuinleveys 50
Mitat [mm]				
Vakio 24" pyörä (6 ruuvia per kelausvanne)	630	670	710	750
Vanha 24" pyörä (4 ruuvia kelausvanteessa)	635	675	715	755
24" kelausvanteet sisennettynä ja lyhyemmät tukipyörän akselitapit	615	655	695	735
24" kelausvanteet ulommaksi (6 ruuvia kelausvanteessa)	640	680	720	760

Taulukko 2 - Kokonaisleveys HD Balance 16	Istuinleveys 38	Istuinleveys 42	Istuinleveys 46	Istuinleveys 50
Mitat [mm]				
Standardi 16"	620	660	700	740
Lyhyemmät tukipyörän akselitapit	615	655	695	735

Taulukko 4 - Erilaisten kokoonpanojen ja lisävarusteiden vaikutus kokonaisleveyteen	
Vaihtoehto	Huomautukset
Leveät käsinojat	Ei muutosta kokonaisleveyteen.
Vakiokäsinojat reunalistalla	Ei muutosta kokonaisleveyteen.
Leveät käsinojat kyynäntuella	Kokonaisleveys pysyy muuttumattomana vakiokokoonpanossa. Leveys muuttuu, jos kelausvanteita siirretään sisäänpäin tai käytetään lyhyempiä tukipyörän akselitappeja.
Hemiplegia-käsinoja	Kokonaisleveys voi muuttua asetusten mukaan.
Olkatuet	Ei muutosta kokonaisleveyteen normaalikäytössä. Leveys muuttuu, jos käytetään leveämpää selkänöjää.
Pöytä	Ei muutosta kokonaisleveyteen. Koskee kaikkia tarjotinpöytävalintoja.
Rintatuki	Ei muutosta kokonaisleveyteen. Leveys muuttuu, jos käytetään leveämpää selkänöjää.
Kelausvanteet	Ei muutosta kokonaisleveyteen. Koskee kaikkia käsipyörävaihtoehtoja.
IV-teline	Kokonaisleveys voi muuttua IV-telineen koukun sijainnin mukaan.
Lisätty selkänöjan leveys	Ei muutosta kokonaisleveyteen. Koskee sekä +4 että +8.

Maahantuonti ja myynti



Rehaco Oy
www.rehaco.fi
info@rehaco.fi
040 7055886