

BORIS – SUIHKU- JA WC-TUOLI

Puhtaammaksi ei voi tulla

Tuote-esitteen suomennos (sivut 146–149)



Olen mukava suihku- ja wc-tuolisi. Hampaiden pesu tai suihku – istuinosani kallistus mukautuu jokaiseen tilanteeseen. Anatomisesti muotoiltu istuinpintani antaa ylävartalosi vakauttamiseen tarvittavan tuen, ja se on korkeussäädettävä. Istut mukavasti pehmeillä PU-pehmusteillani, jotka on helppo irrottaa ja puhdistaa. Koska minut on valmistettu erittäin kestävästä materiaalista, sinä ja vanhempasi saatte minusta iloa pitkään. Tiesitkö, että minua on saatavana viidessä koossa ja kannan jopa 150 kg?

Perustiedot

- GMFCS-taso III–V
- Suurin käyttäjäpaino 150 kg
- Istuinleveys 26–46 cm, istuinsyvyys 31–48 cm
- Istuinkulma (–)15°–30°, säätö jalkapolkimella portaattomasti
- Soveltuu märkätiloihin
- Käyttö kotona ja hoitoympäristössä



Istut erittäin mukavasti irrotettavalla istuinpehmusteella.



Sivuun kääntyvät käsituet auttavat vakauttamaan asentoa.

Rakenneosat

Pääntuki

Säädettävissä korkeus- ja kulmasuunnassa.

Pöytälevy

Pehmustetulla käsinojalla.

Istuinosa	Anatomisesti muotoiltu; tukee lantiota ja vakauttaa ylävartaloa.
Istuinpehmuste	Estää painaumien syntymisen kehoon.
Käsituet	Käännettävissä sivuun siirtymisen helpottamiseksi.
Jalkalevy	Käännettävissä ylös, jolloin tuoliin pääsee helpommin.
Jalkapoljin	Säätää istuinosan kallistusta portaattomasti (-)15°-30°.
Alusrunko	Tukeva, ruostumattomasta teräksestä valmistettu.
WC-varustus	Voit käyttää minua wc-tuolina myös ilman wc-istuinta.
Hygienia-aukko	Koissa 2-4 on saatavana myös suurempi hygienia-aukko.



Hygienia-aukon mitat mittataulukossa: **A** on aukon leveys edestä, **B** aukon leveys takaa ja **C** suuremman hygienia-aukon leveys takaa. Suurempi aukko on saatavana koissa 2-4.

WC-varustus: voit käyttää tuolia wc-tuolina myös ilman wc-istuinta.



Mitat

Tiedot	Koko 0	Koko 1	Koko 2	Koko 3	Koko 4
Istuinleveys (takaa)	26 cm	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm
Istuinsyvyys	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm	48 cm
Istuinkuoren leveys (edestä)	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm	51 cm
Selkänojan korkeus	49 cm	51 cm	56 cm	61 cm	65 cm
Istuinkulma	(-)15°–30°				
Sijoitettavissa wc-istuimen päälle	47–57 cm	45–55 cm		42–52 cm	
Kokonaisleveys	56 cm	61 cm	63 cm	71,5 cm	74 cm
Kokonaispituus		65 cm		70 cm	
Suurin säären pituus		38 cm		48 cm	
Hygienia-aukon etureunasta alusrungon takareunaan	47 cm	49 cm	51 cm	54 cm	57 cm
Aukon leveys edestä A			10 cm		
Aukon leveys takaa B		12 cm		13,5 cm	
Aukon leveys takaa* C	–	–		18,5 cm	
Suurin käyttäjäpaino	60 kg	80 kg	100 kg	150 kg	

Tiedot	Koko 0	Koko 1	Koko 2	Koko 3	Koko 4
Paino	28 kg	30 kg	33 kg	35 kg	38 kg
HMV-nro	33.40.04.1014				

* Koskee vain kokoja 2b, 3b ja 4b

Lisätietoja lisävarusteista ja tukivöistä löydät hinnastosta.

 **SUOMEN MAAHANTUOJA**
Rehaco Oy
info@rehaco.fi
+358 040 705 5886
Y: 2447737-2

Tuote on CE-merkitty

EU:n lääkintälaitestandardin mukainen tuote