

TERAPIATUOLI

madita-fun.

Tuote-esitteen suomennos (sivut 26–27)



Rakenneosat

Pääntuki

Säädettävissä korkeus-, syvyys- ja kulmasuunnassa.

Työntökahva

Helpottaa ohjattavuutta.

Selkäosa

Lisävarusteena irrotettava; säädettävissä kulma- ja korkeussuunnassa.

Sivutuet

Mahdollistavat vakaan ja pystyn istuma-asennon.

Käsinojat

Säädettävissä yksilöllisesti.

Lantiotuki

Istuinpinta

Mukautettavissa yksilöllisesti.

Jalkatuki

Saatavana kolmena versiona: ilman lukitusta, lukituksella tai portaattomalla kulmansäädöllä.


Alusrunko

Kompakti ja tukevarakenteinen.

Pyörät

Saatavana eri kokoina, helpottavat liikuttamista.

**Yhdellä liikkeellä selkäosani
voidaan yksinkertaisesti irrottaa.
Se antaa sinulle enemmän
liikkumavapautta.**



Rungon värit

- Antrasiitti metallic
- Telegrey 4



**Pääntukeni kulmasäätöisillä
sivutuilla on joustava, mukautuva ja
käytännöllinen, ja se tuo
merkittävää terapeutista hyötyä.**

Mitat

Tiedot	Koko 0	Koko 1	Koko 1b	Koko 2
Istuinsyvyys*	15–25 cm	21–30 cm	26–36 cm	30–42 cm
Istuinleveys	16–26 cm	20–30 cm		28–38 cm
Selkänojan korkeus, erittäin lyhyt selkä	32–35 cm		35–43 cm	
Selkänojan korkeus, lyhyt selkä	35–43 cm		42–52 cm	
Selkänojan korkeus, pitkä selkä	42–52 cm		53–63 cm	
Selkänojan korkeus, aktiiviselkänoja		35–43 cm		42–52 cm
Istuinkorkeus		25–62 cm		
Istuinkorkeus sähköisellä korkeussäädöllä		32–62 cm		
Istuinkorkeus hydraulisella korkeussäädöllä		27–63 cm		
Säären pituus	12–22 cm** / 15–25 cm	16–29 cm** / 19–32 cm	19–33 cm** / 22–36 cm	25–43 cm
Kokonaisleveys	54 cm		64 cm	
Kokonaisleveys comb-alusrungolla	66 cm		76 cm	
Alusrungon pituus	61 cm		75 cm	
Kokonaispituus combi-alusrungolla	76 cm		86 cm	
Kallistus (tilt-in-space)		(–)18°–37°		
Selkäkulma		(–)15°–25°		
Suurin käyttäjäpaino	30 kg		45 kg	50 kg
Paino	19 kg	20 kg	22 kg	24 kg
HMV-nro		26.11.05.0022		

* pienenee 1 cm säädettävällä lantio-ohjauksella

** tämä säätöalue saavutetaan siirtämällä kiinnikkeen paikkaa

Lisätietoja kankaista ja brodeerauksista löydät sivuilta 156–159. Lisätietoja lisävarusteista ja tukivöistä löydät hinnastosta.



SUOMEN MAAHANTUOJA

Rehaco Oy

info@rehaco.fi

+358 040 705 5886

Y: 2447737-2

Tuote on CE-merkitty

EU:n lääkintälaitestandardin mukainen tuote