

GMFCS
Taso II–V**125 kg**
enintään**Sisä-
käyttö****Selkäkulma**
(-)5°–25°**Istuinkulma**
(-)20°–20°**Istuinsyvyys**
30–55 cm**Istuinkorkeus**
40–55 cm**Istuinleveys**
28–48 cm**Olen aikuistunut
terapiatuolisi.**

Olen päivittäinen kumppanisi koulutöissä ja rentoutumisessa. Varmistan, että istut hyvässä asennossa riippumatta siitä, kuinka pitkäksi kasvat. Huomaamattoman muotoiluni ansiosta sulaudun tavallisten tuolien joukkoon, joten et koskaan tunne itseäsi ulkopuoliseksi. Pidän sinut juuri oikeassa asennossa, jotta voit keskittyä täysin tehtäviisi. Tukeva keskipilarini ja pidennetty alustani tuovat erinomaisen vakauden ja tekevät minusta riittävän kestäväen myös raskaaseen käyttöön.



Uusi työkaluton säätö pääntuelle, rintatuille ja polvikulmalle.



Uusi koko. maxi. on nyt saatavana myös koossa 1b.



Etupyörien suuntalukot kuuluvat nyt vakiovarustukseen ja vakauttavat suoraan ajettavuutta.

Selkäosa

on vakaa ja kestää suuria kuormia.

Reisituet

optimaaliseen asentoon.

Sähkömoottori**käsiohjaimella**

istuinkorkeuden sekä istuin- ja selkäkulman sähköiseen säätöön.

Pyörät

ovat halkaisijaltaan 100 mm, ja takapyörissä on kaksi jarrua.

**Pääntuki**

on pehmustettu ja säädettävissä korkeus- ja kulmasuunnassa.

Sivutuet

mahdollistavat vakaan ja ryhdikkään istuma-asennon.

Käsinojat

ovat leveys-, korkeus- ja syvyys säädettäviä, ja ne voidaan myös kääntää alas.

Istuin

on anatomisesti muotoiltu mukavaa istuma-asentoa varten.

Alusta

on kompakti ja tukevarakenteinen.



Korkea turvallisuus tukevan ja vakaan alustan ansiosta.



Kestävä päällinen nykyaikaisissa väreissä ja erinomaista laatua.



Jalkalauta on säädettävissä korkeus- ja polvikulmasuunnassa ja se on kiinteästi istuinyksikössä.



mitat	Koko 1	Koko 1b	Koko 2	Koko 3
Istuinsyvyys	30–42 cm	38–48 cm		45–55 cm
Istuinleveys	28–38 cm		36–48 cm	
Selkänojan korkeus, lyhyt	42–60 cm		48–60 cm	
Selkänojan korkeus, pitkä	52–70 cm		58–70 cm	
Istuinkorkeus	40–55 cm			
Säären pituus	27–45 cm		35–52 cm	
Kokonaisleveys	60,5 cm			
Alustan pituus	84,5 cm			
Istuinkulma	(-)20°–20°			
Selkäkulma	(-)5°–25°			
Suurin käyttäjäpaino	125 kg			
Paino	45 kg			
HMV-nro	26.11.05.0051			

**maxi. antaa sinulle
enemmän itsenäisyyttä
istuinkorkeuden,
selkäkulman ja tilt-in-
space-toiminnon
sähköisellä säädöllä.**



Lisätietoja kankaista sivuilla 156–159.

Lisätietoja lisävarusteista ja tukivoista hinnastossa.

Tuote on CE-merkitty · * EU:n lääkintälaitestandardin mukainen tuote

MAAHANTUOJA

Rehaco Oy

info@rehaco.fi

+358 040 705 5886

Y: 2447737-2

rehaco.