

Kevytkulkuinen.

GMFCS
Level III-IV



Olen monipuolinen takatukikävelytelineesi.

Olen aina tukenasi – jo aivan ensimmäisestä elinvuodestasi lähtien. Käveleminen on lempipuuhaani! Minne ikinä haluatkin mennä, seuraan sinua. Kun tartut kahvoihini, huomaat nopeasti, miten kevennän osan kehosi painosta. Erityinen loitonnettu runkomuotoni tukee sinua myös niin, etteivät jalkasi heilahda ulospäin kävellessäsi. Lantiotukipehmusteeni auttaa sinua pysymään pystyssä ja kävelemään suoraan. Aika mahtavaa, eikö?



Yhdistetty lantio- ja pakarapehmuste
muuntuu selkänojaksi yhdellä helpolla
liikkeellä.

Kyynärvarsituet
kahvoilla.

Pehmustettu istuin
taittuu helposti taakse.

Alumiinirunko
taittuu helposti kokoon.

Suuntalukot
helpottavat suoraan kävelemistä.

Taaksepäin vierimisen esto
estää tahattoman taaksepäin liikkeen.

EVA-ohjauspyörät
tekevät kävelytelineestä ketterän.



Loitonnettu runkomuoto
tukee sinua kävellessä ja estää
jalkojen heilahtamisen ulospäin.



Alumiinirunko
taittuu helposti kokoon
taittonivelten avulla.

Rungon väri
koko 0 mini

Lasuriitinsininen
metallic

Rungon värit
koko 1

Telemagenta
Taivaansininen

Rungon värit
koko 2

Lasuriitinsininen
metallic
Liikennepunainen

Rungon värit
koot 3 ja 4

Antrasiitti
metallic
Puhtaanvalkoinen



Tiedot	Koko 0 mini*	Koko 1	Koko 2	Koko 3	Koko 4
Kahvojen korkeus	29–53 cm	34–58 cm	51–75 cm	68–94 cm	87–113 cm
Kyynärvarsitukien korkeus	–	46–70 cm	63–87 cm	79–103 cm	98–124 cm
Kahvojen väli	22–36 cm		30–44 cm	38–52 cm	43–57 cm
Istuinkorkeus	–	33 cm	45 cm	60 cm	70 cm
Kokonaisleveys	52 cm	51 cm	61 cm	68 cm	75 cm
Kokonaispituus	58 cm		70 cm	77 cm	87 cm
Rungon korkeus (taitettuna)	37 cm	25 cm	32 cm	34 cm	37 cm
Kuljetusmitat (P × L × K)	58 × 52 × 37 cm	58 × 51 × 25 cm	70 × 61 × 32 cm	77 × 68 × 34 cm	87 × 75 × 37 cm
Suurin kuormitus	20 kg	30 kg	50 kg	70 kg	100 kg
Paino	3,9 kg	7,1 kg	8,3 kg	8,9 kg	10,2 kg
HMV-nro	10.46.02.3029				

* Runko ei ole taitettava



Lisätietoja lisävarusteista
löydät hinnastosta.

Tuote on CE-merkitty · * EU:n lääkintälaitestandardin mukainen tuote

MAAHANTUOJA

Rehaco Oy

info@rehaco.fi

+358 040 705 5886

Y: 2447737-2

rehaco.