

GMFCS
tasot II–IV

kg
enint. 65

sisäkäyttö

kyynär-
varsituet
41–98 cm

kädensijat
30–88 cm



Olen edestä tuettava kävelyn apuväline ja autan sinua aivan ensimmäisillä kävelyaskeleillasi.

En malta odottaa, että pääsemme alkuun! Tuen tasapainoasi ja harjoitan samalla keskivartalon lihaksia. Voit säätää akselivälini tarpeidesi mukaan: lyhyellä akselivälillä olen erittäin ketterä ja liikun kevyesti. Pidempi akseliväli tuo lisää vakautta ja tukea. Ja jos suoraan kävely tuntuu hankalalta, suuntalukkoni ovat aina apunasi.



Kädensijat

korkeus ja leveys
säädetävissä.

Käsijarru

erityisen pienet jarrukahvat,
lyhennetty ulottuma.

Alumiinirunko

erittäin kompakti; koot 2 ja 3
taittuvat.

Takapyörien vastusjarrut

hidastavat vauhtia, jotta voit
keskittyä täysin kävelyyn.

**Tavarakori**

tilaa leluille ja juomalle.

Suuntalukot

auttavat kävelemään suoraan
eteenpäin.

PU-renkaat

erittäin kulutusta kestävät.

**Kolmiulotteisesti säädetävät
kynärvarsituet**

vakauttavat kävelymalliasi.

**Lisävarusteena seisontajarru**

tuo lisää turvallisuutta ja hallintaa – myös
kynärvarsitukien kanssa.

**Rungon värit
koko 0+1**

- telemagenta
- taivaansininen

**Rungon
värit
koko 2**

- lasuriitinsininen
metallic
- liikennepunainen

**Rungon värit
koko 3**

- antrasiitti metallic
- puhtaanvalkoinen



tiedot	Koko 0	Koko 1	Koko 2	Koko 3
Kädensijan korkeus	30–47 cm	38–59 cm	53–75 cm	63–88 cm
Kyynärvarsitukien korkeus	41–58 cm	49–70 cm	63–85 cm	73–98 cm
Kädensijojen väli	18–32 cm	22–36 cm	30–44 cm	36–50 cm
Istuinkorkeus	25 cm	30 cm	45 cm	
Kokonaisleveys	44 cm	48 cm	62 cm	71 cm
Kokonaispituus	36,5 cm	42,5 cm	57,5 cm	61 cm
Kokonaispituus (teleskooppinen akseliväli)	39–47 cm	45–55 cm	60–74 cm	65–79 cm
Suurin käyttäjäpaino	20 kg	30 kg	50 kg	65 kg
Paino	4,2 kg	5 kg	7,4 kg	9,1 kg
HMV-nro	10.46.02.3049			



Lisätietoa lisävarusteista
löydät hinnastosta.

Tuote on CE-merkitty

* EU:n lääkintälaitestandardin mukainen tuote