

GMFCS  
Levels I-Vkg  
max. 120

30–98 cm

16–23 cm

**Olen siisti kolmipyöräsi.**

Olen valmiina seikkailuun aina kun haluat lähteä ajelulle omalle asuinalueellesi tai järven rannalle. Se on todella hauskaa, ja samalla harjoitamme ja liikutamme niveliäsi, lihaksiasi ja verenkiertoasi. Voit valita minut useina eri versioina: satulakoot, ohjaustankotyyppit ja värit vaihtelevat. Eikä ikä ole esteenä, sillä minua on saatavana monessa koossa lapsille, nuorille ja aikuisille.



# momo-kolmipyörä.

## Satula

saatavana eri muotoisena ja kokoisena.

## Ohjaustanko

saatavana monina eri malleina.

## Optimoitu geometria

helpottaa siirtymistä, antaa hyvän istuma-asennon ja erinomaisen ohjattavuuden.

**Työntöaisa**  
integroidulla  
kiertymisen estolla.

**Yksilöllinen voimansiirto**  
kiinteänapaisesta 7-vaihteeseen  
jarrunapaiseen.

**Laadukas ketjunohjain**  
toimii erittäin hiljaisesti.

**Matala astumiskorkeus vakiona**  
käyttäjä pääsee kyytiin vaivattomasti,  
ja siirtyminen onnistuu myös itsenäisesti.

**Runko**  
valmistettu kevyestä ja  
erittäin kestävästä alumiinista.

**Monipuolinen lisävarustevalikoima**  
optimaalista tukea ja yksilöllistä  
varustelua varten.

**Sinä valitset! Ohjaustankoja, satuloita,  
jalkatukia, päätukia ja erilaisia  
voimansiirtoja on runsaasti valittavana!**



### Rungon värit 12", 16" & 16"/12"

- Window grey / Pure white
- Telemagenta (pink) / Pure white
- Turquoise blue / Pure white

### Rungon värit 20" & 24/20"

- Window grey / Pure white
- Pastel blue / Pure white
- Kiwi sorbet green / Pure white

### Rungon värit 24", 26" & 26" (XL)

- Window grey / Pure white
- Ivory / Pure white
- / Pure white



| tiedot                          | 12"           | 16/12"        | 16"           | 20"           | 24/20"        | 24"           | 26"           | 26" (XL)      |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Polkimesta satulan yläreunaan*  | 30–43 cm      | 35–48 cm      | 42–62 cm      | 49–71 cm      | 53–75 cm      | 55–77 cm      | 65–87 cm      | 72–94 cm      |
| Polkimesta satulan yläreunaan** | 33–40 cm      | 38–45 cm      | 45–60 cm      | 52–67 cm      | 56–71 cm      | 58–81 cm      | 68–91 cm      | 75–98 cm      |
| Satulaputkesta ohjainputkeen    | 33 cm         | 40 cm         | 39 cm         | 45 cm         | 54 cm         | 52 cm         | 58 cm         |               |
| akseliväli                      | 68 cm         | 75 cm         | 80 cm         | 91 cm         | 99 cm         | 104 cm        | 112 cm        |               |
| astumiskorkeus                  | 16 cm         |               | 18 cm         | 20 cm         |               | 22 cm         | 23 cm         |               |
| kokonaispituus                  | 102 cm        | 110 cm        | 120 cm        | 140 cm        | 153 cm        | 165 cm        | 178 cm        |               |
| kokonaisleveys                  | 58 cm         | 65 cm         |               | 69 cm         | 75 cm         |               |               |               |
| suurin kuormitus                | 40 kg         | 50 kg         | 60 kg         | 80 kg         | 90 kg         | 100 kg        | 120 kg        |               |
| omapaino                        | 12 kg         | 13,5 kg       | 14,5 kg       | 17 kg         | 18,5 kg       | 19,5 kg       | 21,5 kg       | 21,7 kg       |
| HMV-nro                         | 22.51.02.0053 | 22.51.02.0054 | 22.51.02.0054 | 22.51.02.0055 | 22.51.02.0051 | 22.51.02.0051 | 22.51.02.0052 | 22.51.02.0052 |

\* Mittaus vakiosatulatolpalla / \*\* Mittaus T-satulatolpalla



**Lisätietoja lisävarusteista  
ja tukivöistä**  
löytyy hinnastosta.



#### Maahantuoja

Rehaco Oy · [info@rehaco.fi](mailto:info@rehaco.fi) · +358 040 705 5886 · Y: 2447737-2

Tuote on CE-merkitty · \* EU:n lääkitäiläitestandardin mukainen tuote

**rehaco.**