

momo-lisävarusteet

Monipuolinen. Tuoteliite, sivut 104–107


rehaCO.

Ohjaustangon varusteet

- Pyöreä ohjaustanko jarrukahvarenkaalla
- Ohjausliikkeen rajoitin
- Ohjaustangon jatke



Pyöreä ohjaustanko
jarrukahvarenkaalla



Ohjausliikkeen rajoitin



Ohjaustangon jatke

Satulat

Vakiosatula · geelisatula · yksipyöräsatula · mopedisatula



Vakiosatula



Geelisatula



Banaanisatula



Mopedisatula

Satula	Mitta	Koko 1	Koko 2	Koko 3
Vakiosatula	Leveys	15 cm	15 cm	18 cm
	Pituus	21 cm	24 cm	26 cm
Geelisatula	Takaosan leveys	19 cm	24 cm	—
	Etuosan leveys	4 cm	7 cm	—
	Pituus	24 cm	27 cm	—

Satula	Mitta	Koko 1
Yksipyöräsatula	Takaosan leveys	11 cm
	Leveys keskeltä	6 cm
	Etuosan leveys	8 cm
	Pituus	25 cm

Satula	Mitta	Koko 1
Mopedisatula	Takaosan leveys	26 cm
	Etuosan leveys	9,5 cm
	Takaosan pituus	12 cm
	Kokonaispituus	25 cm

Kammet

- Portaattomasti säädettävä kammenlyhennin
- Kammenlyhennin
- Erikoiskampi polven koukistuskontraktuuraan



Portaattomasti säädettävä
kammenlyhennin



Kammenlyhennin



Erikoiskampi polven
koukistuskontraktuuraan

Satulatolpat



Vakiosatulatolppa



T-satulatolppa

Tolppa	Koko 1	Koko 2	Koko 3
Vakiosatulatolppa	12" + 16" / 12"	16"	20" – 26"
T-satulatolppa	12" + 16" / 12"	16" + 20"	24" + 24 / 20" + 26"

Tukipidike

Neljä kokoa, sopivilla kiinnikkeillä.



Koko 1



Koko 2



Koko 3



Koko 4



Kiinnikkeet

Mitta	Koko 1	Koko 2	Koko 3	Koko 4
Enimmäiskorkeus*	20 cm	30 cm	37 cm	53 cm
Syvyys	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm

*Mitattu vakiosatulasta kyseisen tukipehmusteen yläreunaan.

Ohjaustangot



Ohjaustanko	Mitta	Koko 1	Koko 2	Koko 3	Koko 4
Klassinen ohjaustanko	Leveys	47 cm	49 cm	52 cm	58 cm
Retkiohjaustanko	Leveys	55 cm	58 cm	—	—
	Syvyys	17 cm	17 cm	—	—
Pyöreä ohjaustanko	Leveys	40 cm	43 cm	48 cm	—
	Syvyys	17 cm	21 cm	25 cm	—
Monitoimiohjaustanko	Leveys	61,5 cm	—	—	—
	Syvyys	16,5 cm	—	—	—

Polkimet ja jalkatuet

- Jalkakiinnityspolkimet
- Kuntopyöräpolkimet
- Ergotec-polkimet
- Jalkakuppi
- Jalkakuppi säären ohjauksella
- Jalkakuppi dynaamisella säären ohjauksella



Selkä- ja lantiotuet

Dynaamiset ja leveyssäädettävät selkä- ja lantiotukipehmusteet.



Tuki	Mitta	Koko 1	Koko 2	Koko 3
Dynaaminen selkätuki Dynaaminen lantion ohjaustuki	Leveys	20–30 cm	25–35 cm	30–40 cm
Leveyssäädettävä selkätuki Leveyssäädettävä lantion ohjaustuki	Leveys	20–28 cm	25–33 cm	30–36 cm

Asennon tukeminen

Käden asentotuki • rintavyö • asentoliivi



Käden asentotuki

Rintavyö

Asentoliivi

Tuote	Mitta	Koko 0	Koko 1	Koko 2	Koko 3
Käden kiinnitys	Etuleveys	8,5 cm	10 cm	12 cm	14 cm
Rintavyö	Leveys	–	5 cm	6,5 cm	7 cm
	Pituus	–	18,5 cm	25,5 cm	30,5 cm
Asentoliivi	Sisäleveys	–	8 cm	9 cm	12 cm
	Kokonaisleveys	–	25 cm	30 cm	34 cm
	Sivukorkeus	–	10 cm	12 cm	16 cm
	Kokonaiskorkeus	–	28 cm	30 cm	35 cm

Muut varusteet

- Työntöaisa
- Saattajan ohjaus ohjausvivustolla
- Terapiapyörän runko asennussarjana vakiopolkupyöriin
(navan asennussyvyys vähintään 120 mm)



Työntöaisa



Saattajan ohjaus ohjausvivustolla



Terapiapyörän runko asennussarjana

rehaco.

Maahantuonti

Rehaco Oy

info@rehaco.fi

+358 040 705 5886

Y-tunnus 2447737-2

Tuote on CE-merkitty

* EU:n lääkelaitestandardin mukainen tuote