

Antaa liikkumavaraa

Tuote-esitteen suomennos (sivut 120–123)



Dynaaminen versio kallistuu ja liikkuu käyttäjän mukana jopa 10° kaikkiin suuntiin.

Olen dynaaminen seisomatelineesi.


Minun kanssani voit tutkia mukavasti koko liikelaajuuttasi. Dynaamisessa versiossa kallistun ja liikun mukanas. Jotta yhteinen seisomaharjoittelumme olisi todella tehokasta ja samalla hauskaa, minut löytää myös stixi-sovelluksesta. Siellä voit paitsi seurata terapiasi edistymistä myös pelata mukavaa liikuntapeliä. Näin voit luontevasti pidentää seisoma-aikojasi ja nauttia joka hetkestä. Haluatko jotain perinteisempää? Ei ongelmaa – minua on saatavana myös ilman dynaamista toimintoa. Valinta on sinun.

Perustiedot

- GMFCS-taso II–III
- Suurin käyttäjäpaino 60 kg
- Käyttäjän pituus 65–140 cm
- Keskipilarin dynaaminen liike jopa 10° kaikkiin suuntiin
- Käyttö kotona



Vastuksen yksilöllinen säätö. Portaat 1–4 säädetään helposti ulottuvilla säätönupeilla.



stixi. – uusi nerokas sovellus. Sisältää vuorovaikutteisen pelin ja seisomapäiväkirjan. Englanninkielinen versio tulossa pian.

Rakenneosat

Terapiapöytä

Tarjoaa runsaasti tilaa toimintaan.

Käsinojat

Kiinnike kommunikoinnin apuvälineelle

Lantiotuki

Keskipilari

Sisältää suojuksen.

Joustavat polvituet (FKP)

Hihnat mukautuvat polven muotoon.

Integroidut kiskot

Kantapään reunojen tarkkaan aseointiin.

Pyörät (75 mm)

Jarruilla.

Keskipilarin dynaaminen säätö

Jopa 10° kaikkiin suuntiin.





**Liuskeenharmaa liivi manni-
brodeerauksella.** Säädettävissä koon ja
korkeuden mukaan; tukee sensorista
hahmottamista.



Suojapehmuste kääntökahvan peittämiseen.



Jalkojen asemointi

Erilaiset jalkojen asemointivaihtoehdot mahdollistavat erilaiset terapeuttiset tavoitteet.



Jalkojen asemointi integroiduilla kiskoilla.



Asemointi polvituilla ja pehmusteilla; vaalea kuva esittää vaihtoehtoista asentoa.

Mitat

Tiedot	Koko 0 (mini)	Koko 1	Koko 2
Käyttäjän pituus	65–95 cm	85–115 cm	105–140 cm
Rintalastan korkeus	42–62 cm	58–86 cm	76–100 cm
Pöytälevyn korkeus alustasta	48–72 cm	63–100 cm	80–115 cm
Kokonaispituus	80 cm	88 cm	98 cm
Kokonaisleveys	50 cm	60 cm	70 cm
Suurin käyttäjäpaino	20 kg	40 kg	60 kg
Paino dynaamisella keskipilarilla	16 kg	19 kg	22 kg
Paino kiinteällä keskipilarilla	13 kg	15 kg	18 kg

Lisätietoja lisävarusteista ja tukivöistä löydät hinnastosta.

rehaco.

SUOMEN MAAHANTUOJA

Rehaco Oy

info@rehaco.fi

+358 040 705 5886

Y: 2447737-2

Tuote on CE-merkitty

EU:n lääkintälaitestandardin mukainen tuote