

Veloce



Veloce on hiilikuidusta valmistettu tyylikkäästi muotoiltu ristikkorunkoinen pyörätuoli aktiivisille käyttäjille. Valmistuksessa käytetyn hiilikuidun rakenne sekä runkoristikon ainutlaatuinen symmetrinen muotoilu tekevät tuolista kevyen, mutta samalla erittäin kestävän ja vakaan.

Velocen kokonaispaino on alimmillaan 8,8 kg ja sen rungon paino vain 5,4 kg.

Veloceen on saatavissa paljon erilaisia lisävarusteita käyttäjän tarpeen mukaan. Lisävarusteiden suunnittelussa on ollut tavoitteena komponenttien keveys.

Yksilöllisesti valmistettavaan pyörätuoliin valittavissa mm.

- Vaatesuojien ja käsinojien erimalleja
- Selkäosan kulmansäätö 85-110 astetta
- Polvikulma valittavissa 70/75/80/85/90
- Erilaisia kelausvanteita
- Ylämäkijarrut, sak-sijarrut
- Useita jalkalaudan leveyksiä ja malleja
- Kaatumaesteet



Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

Tekniset tiedot

Istuinleveydet, cm	35,6 (14") - 55,9 (22")
Istuinsyvydet, cm	35,6 (14") - 50,80 (20")
Selkäosan korkeus, cm	22 (9") - 53,3 (21") (1,2 cm välein 7,5 cm säätövaralla)
Etukorkeus, cm	35,6 (14") - 53,3 (21")
Camberkulma, ast.	0, 3, 6
Kelauspyörät,	22", 24", 25", 26"
Tukipyörät	4", 5"
Paino, alkaen kg	8,8 kg, 5,4 kg ilman kelauspyöriä
Runkomateriaali	T700 hiilikuitu (High-Modulus Carbon Fiber)
Max. kuormitus	120 kg/ 159 kg HD KIT