

maxi.

Erinomainen istumiskokemus.

GMFCS
Level III-V

kg
max. 125



(-15°-25°)

(-120°-20°)

30-55 cm

40-55 cm

28-48 cm



new

Olen aikuistunut terapiatuolisi.

Olen päivittäinen kumppanisi koulutöissä ja tuon mukavuutta arkeen. Varmistan, että voit istua täydellisessä ryhdissä riippumatta siitä, kuinka pitkäksi kasvat. Huomaamattoman muotoiluni ansiosta sulaudun luontevasti tavallisten tuolien joukkoon, joten et koskaan tunne itseäsi ulkopuoliseksi. Pidän sinut juuri oikeassa asennossa, jolloin voit keskittyä täysin tehtäviisi. Tukeva keskuspylvääni ja pidennetty pyöräväli tuovat poikkeuksellisen vakauden, joten kestan myös runsasta käyttöä.



Uusi työkaluitta säädettävä versio pääntuen, rintatukien ja polvikulman säätöön.



Uusi koko. maxi. on nyt saatavana myös koossa 1b.



Etupyörien suuntalukot kuuluvat nyt vakiovarustukseen ja vakauttavat suoraan ajettavuutta.

Selkäosa

on vakaa ja kestää suuria kuormituksia.

Reisiohjaimet

optimaaliseen asennon hallintaan.

Sähkömoottori käsiohjaimella

korkeuden sekä istuimen ja selkänojan kulman sähköiseen säätöön.

Pyörät

ovat halkaisijaltaan 100 mm ja takana on kaksi jarrua.



Pääntuki

on pehmustettu sekä korkeus- ja kulmasäätöinen.

Sivutuet

mahdollistavat vakaan ja ryhdikkään istuma-asennon.

Käsinojat

ovat leveys-, korkeus- ja syvyyssäätöisiä, ja ne voidaan myös kääntää alas.

Istuin

on anatomisesti muotoiltu mukavaan istuma-asentoon.

Jalusta

on kompakti ja tukevarakenteinen.



Korkea turvallisuustaso tukevan ja vakaan jalustan ansiosta.



Kestävä päällinen nykyaikaisissa väreissä ja erinomaisessa laadussa.



Jalkatuki on korkeus- ja polvikulmasäätöinen ja kiinnitetty kiinteästi istuinsaan.





tiedot	Koko 1	Koko 1b	Koko 2	Koko 3
Istuinsyvyys	30–42 cm	38–48 cm		45–55 cm
Istuinleveys	28–38 cm		36–48 cm	
Selkänojan korkeus, lyhyt selkänoja	42–60 cm		48–60 cm	
Selkänojan korkeus, pitkä selkänoja	52–70 cm		58–70 cm	
Istuinkorkeus	40–55 cm			
Sääriosan pituus	27–45 cm		35–52 cm	
Kokonaisleveys	60,5 cm			
Jalustan pituus	84,5 cm			
Istuinkulma	(-)20°–20°			
Selkänojan kulma	(-)5°–25°			
Suurin sallittu kuormitus	125 kg			
Paino	45 kg			
HMV-nro	26.11.05.0051			

maxi. antaa sinulle enemmän itsenäisyyttä: istuinkorkeus, selkänojan kulma ja tilt-in-space-toiminto säätyvät sähköisesti.



Lisätietoja kankaista sivuilla 156–159.

Lisätietoja lisävarusteista ja tukivaljaista hinnastossa.



rehaco.

Maahantuoja Suomessa

info@rehaco.fi · +358 040 705 5886 · Y: 2447737-2

EU:n lääkintälaitestandardin mukainen tuote. Tuote on CE-merkitty.