

momo terapiapyörä.

Sähköavustuksella.

Tiesitkö, että momo-terapiapyörääsi voi saada myös sähköavustuksen? Se tukee sinua silloin, kun omat voimat eivät aivan riitä – oli kyseessä lyhyt asiointimatka kaupungille tai pidempi retki järvelle.

Järjestelmämme perustana on Heinzmannin DirectPower-sähkömoottori etupyörässä. Kyseessä on äänetön suoravetomoottori, joka on saatavana myös lähtöavustimella varustettuna. Kokeneemille pyöräilijöille moottori on saatavana myös ”advanced”-versiona, joka mahdollistaa tehokkaamman avustuksen. ”Beginner”-versiossa Eco-, Standard- ja Power-tilaa voi lisäksi ohjata näytön kautta.

Tällä voimaa tukevalla sähköavustuksella tarjoamme ihanteellisen lisän **momo-terapiapyörääsi** ja autamme sinua saavuttamaan asettamasi tavoitteet.

Tarjoamme mielellämme yksilöllistä neuvontaa.

DirectPower-sähkömoottori

on harjaton ja vaihteeton, mikä vähentää huollon tarvetta ja kulumista sekä poistaa moottorin äänen.



Painike- tai kahvakaasuohjaus

mahdollistaa avustustason ja tarvittaessa lähtöavustuksen säätämisen myös ajon aikana.



LCD-näyttö

näyttää avustustason, nopeuden ja akun varaustason – ja on helppolukuinen myös kirkkaassa auringonvalossa.





Akun voi myös irrottaa lataamista varten. Varaustaso näkyy näytöltä.



Tuote on CE-merkitty, EU:n lääkitäiläitestandardin mukainen tuote.

rehaco.

info@rehaco.fi
+358 040 705 5886
Y: 2447737-2

