

momo terapiapyörä.


schuchmann®

Ohjaustanko
saatavana useina
eri malleina.

Yksilöllinen voimansiirto
Kiinteästä vedosta 7-vaihteiseen jalkajarrulliseen
napavaihteistoon ja sähköavustukseen.

Satula
saatavana eri muotoisina
ja kokoisina.

Kaksi jarrujärjestelmää
16":sta alkaen,
vanne- ja
rumpujarrut.

Polkimet
yksilöllisesti
sovitettavissa.

Tukipyörät
säädettävissä jäykästä
hyvin joustavaksi.

Matala läpiastuttava runko vakiona
helpottaa pyörän selkään nousemista ja
mahdollistaa itsenäisen siirtymisen.

Monipuoliset lisävarusteet

Valikoimastamme löydät kaiken
tarvittavan optimaaliseen tukeen
ja yksilölliseen varusteluun.

**Sinä valitset! Useista ohjaustangoista, satuloista,
jalkatuista, niskatuista ja eri voimansiirroista
– kiinteästä vedosta aina 3-vaihteiseen,
peruutusvaihteella varustettuun
napavaihteistoon asti!**



Rungon värit
12" & 16"

- Ikkunanharmaa / puhdas valkoinen
- Telemagenta (pinkki) / puhdas valkoinen
- Turkoosinsininen / puhdas valkoinen

Rungon värit
20"

- Ikkunanharmaa / puhdas valkoinen
- Pastellinsininen / puhdas valkoinen
- Kiivinvihreä / puhdas valkoinen


Rungon värit
24" & 26"

- Ikkunanharmaa / puhdas valkoinen
- Norsunluu / puhdas valkoinen
- Mattamusta / puhdas valkoinen



Dynaamiset tukipyörät

voidaan säätää kykyjesi mukaan. Jäykkään asentoon säädettyinä ne antavat aluksi turvallisuuden ja varmuuden tunnetta. Terapian edetessä ne voidaan säätää hyvin pehmeiksi, joustaviksi tukipyöriksi. Ne helpottavat kaarteissa ajamista ja antavat riittävän pidon myös



tekniset tiedot	12"	16"	20"	24"	26"
Poljin - satulan yläreuna*	30-43 cm	42-62 cm	49-71 cm	58-80 cm	70-92 cm
Poljin - satulan yläreuna**	33-40 cm	45-60 cm	52-67 cm	61-84 cm	73-96 cm
Satulaputki - ohjainputki	33 cm	39 cm	45 cm	53 cm	58 cm
Akseliväli	64 cm	76 cm	89 cm	104 cm	112 cm
Kokonaispituus	99 cm	122 cm	148 cm	168 cm	178 cm
Läpiastumiskorkeus	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	23 cm
Kokonaisleveys	43 cm	52 cm	62 cm	71 cm	76 cm
Maks. käyttäjäpaino	35 kg	50 kg	65 kg	100 kg	
Paino	10,5 kg	13 kg	15 kg	18 kg	20 kg
HMV-nro	22.51.01.0014				

* Mitattuna vakiosatulatolpalla / ** Mitattuna T-satulatolpalla

Tuote on CE-merkitty, EU:n lääkelaitestandardin mukainen tuote.



Lisätietoja lisävarusteista ja tukivaljaista
löydät hinnastosta.

rehaco.

info@rehaco.fi
+358 040 705 5886
Y: 2447737-2

