




Kun intohimo ja kokemus yhdistyvät, syntyy voimaa!er!

MAXIMILIAN RAAB / DICK VAN DE BEEK

#DIETZ Powerin perustaja ja toimitusjohtaja



DIETZ Powerin tiimin voimaa on intohimo ja vuosien kokemus, jotka yhdessä auttavat parantamaan liikkumisrajoitteisten elämänlaatua.

DIETZ Power on onnistunut erinomaisesti yhdistämään toiminnallisuuden ja muunneltavuuden.

Tämä mahdollistaa pyörätuolien toimittamisen kaikenlaisille käyttäjille ja erilaisiin ympäristöihin, ja jokainen tuoli on yksityiskohtia myöten säädettävissä sekä toiminnallisuuden että mukavuuden osalta. Samalla pyörätuolin muotoilu pysyy aina tasapainossa.

Mikäli vakiokomponenteista ei löydy sopivaa ratkaisua, DIETZ Power tarjoaa erikoistuotteita - asiantuntijoidemme räätälöimiä pyörätuoleja.

DIETZ Power B.V.

Kehittynyttä teknologiaa ja ensiluokkaista mukavuutta

SANGO-perusvetoyksikkö

Voit valita useista erilaisista rungoista sen mukaan, mihin tarkoitukseen pyörätuolia tarvitaan, missä sitä käytetään sekä käyttäjän fyysisen rakenteen ja henkilökohtaisten tarpeiden perusteella. Vaihtoehtoina on takavetoinen (RWD), keskivetoinen (MWD) tai etuvetoinen (FWD) malli tai erittäin matala, kapea tai erityisen vankka runko.

SANGO-rungot yhdistävät uusimman teknologian, vankan rakenteen ja helpon huollettavuuden moderniin muotoiluun.

Modulaarisuus


SANGO-runko ja SEGO-istuinjärjestelmä yhdistyvät sähköisten tai manuaalisten säätöjen avulla, kuten kallistus- ja istuinnostotoimintoihin. On hyvä huomioida, että kallistuksen säätö ei nosta lainkaan SANGO advanced -mallin erittäin matalaa 39 cm:n istuinkorkeutta, ja istuinnosto lisää siihen vain yhden senttimetrin.

SEGO-istuinjärjestelmä

SEGO-istuinjärjestelmät ja tukielementit takaavat ensiluokaisen mukavuuden kaikissa olosuhteissa. Käytetyt materiaalit ovat tietenkin huippulaatua.

Kuitenkin, jos perussäädöt (kuten istuimen leveys, syvyys, käsinojan korkeus ja jalkalevyn korkeus) eivät ole kunnossa, käyttäjä ei pääse nauttimaan täysimääräisesti tarjolla olevasta mukavuudesta ja korkealaatuisista materiaaleista.

SEGO-istuinjärjestelmän ansiosta ammattilaiset voivat hienosäätää asetukset vaivattomasti, jopa millimetrin tarkkuudella.



[Esimerkki: SANGO advanced SEGO comfort -istuinjärjestelmällä]



SEGO-istuinjärjestelmä

SEGO-istuinjärjestelmää on saatavana kahdessa eri versiossa: basic ja comfort.

SEGO basic on riittävä käyttäjille, joilla on ainoastaan liikkumiseen liittyviä haasteita.

Mikäli käyttäjä kaipaa liikkumisen lisäksi istumismukavuutta ja vakautta, SEGO comfort on paras vaihtoehto. Se tarjoaa laajan valikoiman istuin- ja selkätyynyjä sekä lisävarusteita lisätuen takaamiseksi.

Mukavuus ei kuitenkaan synny pelkästään oikeiden istuinosa- ja tukitarvikkeiden ja säätömahdollisuuksien valinnalla; kaikki alkaa siitä, että istuinjärjestelmä säädetään oikein käyttäjän tarpeisiin.

SEGO comfort -istuinjärjestelmä on suunniteltu tarkasti, jotta kuntoutuksen ammattilaiset voivat säätää istuimen käyttäjälleen yksilöllisesti, jopa millimetrin tarkkuudella.

Etuveto
(FWD)



Keskiveto
(MWD)



Takaveto
(RWD)



SANGO advanced: Monipuolinen valinta

Riippuen käyttötarkoituksesta, ympäristöstä ja yksilöllisistä tarpeista, voit valita taka-, keski- tai etuvetoisen alustan (RWD, MWD tai FWD). Kaikki alustat on jousitettu parhaan mahdollisen mukavuuden takaamiseksi. Tarvittaessa RWD- ja FWD-mallien kääntyvät haarukat voidaan varustaa lisäjousituksella.

ISTUINKORKEUS ALKAEN 39 cm,
myös sähköisillä säädöillä

Elektroniikkaan pääsee
käsiksi vaivattomasti

Erittäin

Helppo huoltaa







SANGO advanced SEGO junior etuveto



SANGO advanced SEGO comfort RWD

SANGO advanced - Tekniset tiedot

	Käyttäjän enimmäispaino Comfort 160 kg Junior 65 kg Basic 136 kg		Huippunopeus 6, 10 ja 12,5 km/h
	Pyöräkoot Vetopyörät [A] 12" ja 14" Tukipyörät [B] Taka-/etuveto 8", 9" ja 10" Keskiveto 7" ja 8"		Kokonaispituus RWD 98 cm FWD 98,5 cm MWD 107 cm
	Istuinkorkeus ilman istuintyynyä, 14" pyörät Comfort 39, 41, 42, 44, 46 ja 48 cm Junior 39, 41, 42, 44, 46 ja 48 cm Basic 42, 44 ja 46 cm		Kokonaiskorkeus ilman niskatukea Comfort min. 101 / max. 134 cm Junior min. 91 / max. 124 cm Basic 96 cm
	Istuimen / selkänöjan leveys Comfort 42, 44, 46, 48, 50, 52 ja 54 cm Junior 32 ja 37 cm Basic 36, 41 ja 46 cm		Kokonaisleveys Min. 61,5 / max. 70 cm
	Istuinsyvyys Comfort säädettävissä 42-56 cm, Junior säädettävissä 30-40 cm Basic säädettävissä 41, 44,5, 48 ja 51.5 cm		Selkänöjan korkeus Ilman niskatukea ja istuintyynyä Comfort 50 ja 57 cm Junior 30, 35 ja 40 cm Basic 50 cm



SANGO slimline SEGO comfort

MWD



SANGO slimline: runkoleveys 53 cm

Tilanteissa, joissa tavallisen kokoisen pyörätuolin käyttö on hankalaa tai jopa mahdotonta (esimerkiksi vanhoissa, kapeissa hisseissä ja oviaukoissa), SANGO slimline tarjoaa ratkaisun.

Vaikka markkinoilla on useita pyörätuoleja, jotka selviävät vastaavista haasteista, akun kapasiteetista joudutaan usein tinkimään. SANGO slimlinen kohdalla näin ei kuitenkaan ole, sillä siinä on 60 Ah akut valmiina käyttöön.

SANGO advancedin tyylikäs pikkusisko!

KOKONAISLEVEYS vain 53
cm - myös 14" renkailla!

Pitkä toimintasäde kiitos
60 Ah akkujen






SANGO-pyörätuolien modulaarisen rakenteen
ansiosta kaikki perusyksikön päälle tulevat osat ovat
samat kuin SANGO advanced -mallissa.

Kompaktin muotoilunsa ansiosta SANGO slimline
sopii erinomaisesti ahtaisiin tiloihin ja toimii
täydellisenä pohjana SEGO junior
-istuinjärjestelmälle.



SANGO slimline SEGO junior

SANGO slimline -tekniset tiedot

	Käyttäjän maksimipaino Comfort 136 kg Junior 65 kg		Huippunopeus 6 ja 10 km/h
	Pyöräkoot Vetävät pyörät [A] 12" ja 14" Tukipyörät [B] Takaveto/etuveto 8" ja 9" Keskiveto 7" ja 8"		Kokonaispituus RWD 98 cm MWD 107 cm
	Istuinkorkeus ilman istuintyynyä, 14" pyörät 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ja 50 cm		Kokonaiskorkeus ilman niskatukea Comfort min. 101 / max. 134 cm Junior min. 91 / max. 124 cm
	Istuimen / selkänöjan leveys Comfort 42, 44, 46, 48 ja 50 cm Junior 32 ja 37 cm		Kokonaisleveys Min. 53 / max. 70 cm
	Istuinsyvyys Comfort säädettävissä 42-56 cm Junior säädettävissä 30-40 cm		Selkänöjan korkeus Ilman niskatukea ja istuintyynyä Comfort 50 ja 57 cm Junior 30, 35 ja 40 cm

Etuveto









**SANGO advancedin
siisti isoveili!**

SANGO xxi: käyttäjän maksimipaino 250 kg

SANGO xxi:lle on suunniteltu erityisen leveä runko, vahvemmat moottorit, järeä jousitus, vahvistetut pyörät sekä mahdollisuus 100 Ah akkuun.

Kaiken tämän lisäksi SANGO xxi:n käyttäjillä on mahdollisuus valita sähköiset säädöt [kuten kallistuksen, selkänöjan ja istuimen noston säädöt] aina suurimpaan sallittuun käyttäjäpainoon asti - ominaisuus, jota kaikki markkinoilla olevat mallit eivät tarjoa.

Tekniset tiedot SANGO xxi

	Suurin käyttäjän paino 250 kg		Maksiminopeus 6 km/h
	Pyöräkoot Vetävät pyörät [A] 12" ja 14" Kääntöpyörät [B] 8" ja 9"		Kokonaispituus 98,5 cm
	Istuinkorkeus ilman istuintyynyä, 14" pyörät 45, 47, 49 ja 51 cm		Kokonaiskorkeus ilman niskatukea 115,5 cm
	Istuimen / selkänojan leveys 60 ja 64 cm		Kokonaisleveys Min. 69,5 / max. 70 cm
	Istuinsyvyys Säädettävissä 48-56 cm		Selkänojan korkeus Ilman niskatukea ja istuintyynyä 50 ja 57 cm

Elektroniikasta

Ilman elektroniikkaa sähköpyörätuoli ei olisi sähköpyörätuoli.

DIETZ Power hyödyntää tarkkaan suunniteltuja VR2- ja R-net-elektroniikkajärjestelmiä tuotteissaan.

Jos käyttäjän on vaikea käyttää tavallista joystick-moduulia esimerkiksi liian heikon tai voimakkaan voiman, koordinaation tai liikkeen vuoksi, DIETZ Power tarjoaa laajan valikoiman vaihtoehtoisia erityisohjausratkaisuja.





DAC painikkeet



Katapultti-istuin



Kallistus / istuimen nosto

Mahdolliset kokoonpanot

	Voimanlähde			Nopeus km/h			Istuinkokonaisuus				Elektroniikka		
	Takaveto	Etuveto	Keskiveto	6	10	12	SEGO perus	SEGO comfort	SEGO xxl	SEGO juniori	VR 2	R-Net	
SANGO advanced	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	
SANGO slimline	X	X	X	X	X			X		X		X	
SANGO xxl		X		X					X			X	
SANGO basic	X			X	X		X				X		

	Sähköiset säädöt										
	Selkänoja 30°	Selkänoja 45°	Kallistus 25°	Kallistus 45°	Kallistus 52°	Nosto 25 cm	Nosto 30 cm	Jalkatuet	Katapultti 25°	Biomekaaninen selkänoja 180°	Erikoismitat istuimelle ja selkänojalle
SEGO comfort	X	X		X	X		X	X	X	X	X
SEGO juniori	X	X		X	X		X	X			X
SEGO xxi	X	X	X			X		X	X		X
SEGO basic	X		X								

Tiedot annetaan painovirheiden ja mahdollisten puutteiden varauksin. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiimme. © DIETZ Power B.V., Helmond (NL). Tämän esitteen kokonaisvaltainen tai osittainen kopiointi edellyttää DIETZ Power B.V:n kirjallista lupaa, Helmond, Alankomaat.



Tuote on CE merkitty lääkinnällinen tuote

reha**co.**



Vlamovenweg 12, 5708
JV Helmond,
Alankomaat +31 492
792 196
info@dietz-power.com
www.dietz-power.com